

## MOLINO DE BOLAS 6400GR - BELL-MOLBOL-6400



**SKU:** B-01-53-0200-0205 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros molinos de báscula de laboratorio con diferentes capacidades no mezclan metal con su revestimiento interior de alúmina e inoxidable.

Rodamientos de bolas de alúmina Primer inoxidable

Aislamiento acústico

Intervalo de molienda de tiempo ajustable (temporizador)

Fácil de llenar y descargar

Modelo	Bell-MolBol-500	Bell-MolBol-800	Bell-MolBol-1600	Bell-MolBol-3200	Bell-MolBol-6400
Código SKU	B-01-53-0200-0201	B-01-53-0200-0202	B-01-53-0200-0203	B-01-53-0200-0204	B-01-53-0200-0205
Capacitate	Capacidad de recepción de 500 gr.	capacidad de 800 gr	capacidad de 1600 gr	capacidad de 3200 gr	Capacidad de hasta 6400 gr

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO