

## MOLINO DE SUELO -H-4199.5F




**SKU:** H-4199.5F | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Procesadores de suelo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Prepara muestras de suelo al tamaño de partícula designado para obtener resultados de prueba precisos y repetibles. Muele una muestra de una pinta en 15 segundos. Construcción de acero inoxidable. Incluye una placa inoxidable perforada No. 10. Peso envío. 32 lbs. (15kg)

Accesorios:

	H-4199.A	Placa inoxidable perforada, No. 4
	H-4199.B	Placa inoxidable perforada, No. 10
	H-4199.C	Placa inoxidable perforada, No. 35
	H-4199.D	Placa inoxidable perforada, 2mm

[/tab]

[/tabgroup]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO