

## MONITOR APOLLO N5



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Monitor Apollo N5 Descripción del Producto:

- Apollo N5
- Monitor OR

- Pantalla LCD de retroiluminación LED de alta resolución de 15 pulgadas con pantalla táctil; diseño modular para la extensión de funciones conveniente y eficiente; alta capacidad antiinterferente con voltaje de aislamiento de ECG de 8000 V para resistir el choque del desfibrilador; técnica de aislamiento doble que asegura la lectura de IBP sin interferencia; función opcional desarrollada en EtCO<sub>2</sub> con un caudal de 50 ml / min; la interfaz amigable garantiza operaciones eficientes durante la cirugía; salida VGA opcional para visualización de esclavo en OR.

- Visión general:

1. 15 pulgadas de alta resolución con retroiluminación LED LCD con pantalla táctil.
2. Diseño modular para la extensión de funciones conveniente y eficiente.
3. Alta capacidad antiinterferente con voltaje de aislamiento de ECG de 8000 V para resistir los choques del desfibrilador.
4. La técnica de doble aislamiento asegura la lectura de IBP sin interferencia.
5. Propia función opcional desarrollada en EtCO<sub>2</sub> con un caudal de 50 ml / min.
6. Interfaz amigable asegura operaciones eficientes durante la cirugía.
7. Salida VGA opcional para visualización esclava en OR.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO