

## MORTERO, 2.5 " DIAMETRO -HM-2703.25D



**SKU:** HM-2703.25D | **Categorías:** [Cortadores de muestras para corte directo](#), [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero, 2.5 " diametro

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO