

## MORTERO, 4.0 " DIAMETRO -HM-2703.40D



**SKU:** HM-2703.40D | **Categorías:** [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Morteros](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero, 4.0 " diametro

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO