

## MORTERO DE VIDRIO CON PISTILO DE VIDRIO, BELL-MORTPISTVID-60



**SKU:** B-01-47-1006-0000 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Varios](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones De Mortero Con Maja De Vidrio

Código de Cotecno	Código SKU	Diametro Interior(mm)	Altura(mm)	Caja
Bell-MortPistVid-60	B-01-47-1006-0000 60		40	120pcsxctn
Bell-MortPistVid-75	B-01-47-1006-0001 75		40	72pcsxctn
Bell-MortPistVid-90	B-01-47-1006-0002 90		50	48pcsxctn
Bell-MortPistVid-120	B-01-47-1006-0003 120		60	24pcsxctn
Bell-MortPistVid-150	B-01-47-1006-0004 150		85	16pcsxctn
Bell-MortPistVid-180	B-01-47-1006-0005 180		96	8pcsxctn

- Otros instrumentos de vidrio grueso que incluyen lámpara de alcohol, campana, generador de gas, jarra de muestra, retorta, botella de muestra, botella de lavado ... están disponibles. Por favor, solicite más detalles.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO