

MORTERO DE PORCELANA - BELL-PORCMORT-160



SKU: N / A | **Categorías:** [Porcelana y cerámica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero de Porcelana Bell-PorcMort-80

| Modelo | Código Sku | Diámetro de Borde (mm) | Diámetro Inferior (mm) | Altura (mm) | Diámetro de vástago(mm) | Longitud del Majadero (mm) |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| Bell-PorcMort-60 | B-01-21-0505-0000 60 | | 32 | 32 | 18 | 65 |
| Bell-PorcMort-80 | B-01-21-0505-0001 80 | | 44 | 41 | 26 | 90 |
| Bell-PorcMort-100 | B-01-21-0505-0002 100 | | 60 | 45 | 27 | 110 |
| Bell-PorcMort-130 | B-01-21-0505-0003 130 | | 80 | 62 | 32 | 125 |
| Bell-PorcMort-160 | B-01-21-0505-0004 160 | | 90 | 75 | 39 | 155 |
| Bell-PorcMort-216 | B-01-21-0505-0005 216 | | 114 | 90 | 46 | 200 |
| Bell-PorcMort-254 | B-01-21-0505-0006 254 | | 130 | 110 | 62 | 230 |
| Bell-PorcMort-305 | B-01-21-0505-0007 305 | | 160 | 140 | 70 | 260 |
| Bell-PorcMort-356 | B-01-21-0505-0008 356 | | 180 | 150 | 75 | 310 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO