



MORTERO DE PORCELANA BELL-PORCMORT-100



SKU: N / A | **Categorías:** [Porcelana y cerámica](#), [Sin categoría](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero de Porcelana Bell-PorcMort-100

Modelo	Código Sku	Diámetro de Borde (mm)	Diámetro Inferior (mm)	Altura (mm)	Diámetro de vástago(mm)	Longitud del Majadero (mm)
Bell-PorcMort-60	B-01-21-0505-0000 60		32	32	18	65
Bell-PorcMort-80	B-01-21-0505-0001 80		44	41	26	90
Bell-PorcMort-100	B-01-21-0505-0002 100		60	45	27	110
Bell-PorcMort-130	B-01-21-0505-0003 130		80	62	32	125
Bell-PorcMort-160	B-01-21-0505-0004 160		90	75	39	155
Bell-PorcMort-216	B-01-21-0505-0005 216		114	90	46	200
Bell-PorcMort-254	B-01-21-0505-0006 254		130	110	62	230
Bell-PorcMort-305	B-01-21-0505-0007 305		160	140	70	260
Bell-PorcMort-356	B-01-21-0505-0008 356		180	150	75	310



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO