

## MORTERO, DIÁMETRO DE 100 MM -HM-2703.100D



**SKU:** HM-2703.100D | **Categorías:** [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Morteros](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero, diámetro de 100 mm

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO