



MORTERO, DIÁMETRO DE 100 MM -HM-2703.100D



SKU: HM-2703.100D | **Categorías:** [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Morteros](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero, diámetro de 100 mm

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO