

MP 110/111/112/115 MANÓMETRO



Kimo ofrece una amplia gama de productos para salas blancas, incluido el medidor de presión diferencial portátil MP 110/111/112/115.

Fácil de usar

Luz de fondo ajustable

Mantener la función y los valores min-max

Selección de unidades

Autocero manual

Certificado de calibración



SKU: N / A | **Categorías:** [Micromanómetros](#), [Presión diferencial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO