

MP 130 MANÓMETRO ESPECIAL DE IMPERMEABILIDAD PARA RED DE GAS



Hecho específicamente para su uso en pruebas de redes de gas, el Kimo MP 130 es un instrumento esencial para los profesionales del gas.

Rango de medición: -500 a +500 mbar

Fácil de usar

Luz de fondo ajustable

Mantener la función y los valores min-max

Selección de unidades

Certificado de ajuste



SKU: BELLMP 130 | **Categorías:** [Detección de gas](#), [Micromanómetros](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO