

## MP 50 / MP 51 MICROMANÓMETRO



Un Micromanómetro le permite realizar fácilmente mediciones de presión HVAC.

El Kimo MP 50/51 mide diferencias de presión extremadamente pequeñas utilizando un sensor piezorresistivo .

Rango de medición:

MP 50: -1000 a +1000 Pa y MP 51: -1000 a +1000 mmH2O

Fácil de usar

Mantener la función

Apagado automático: 20 minutos

Autocero manual

Certificado de ajuste



**SKU:** BELLMP 50 | **Categorías:** [Micromanómetros](#), [Presión diferencial](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO