

## MP 55 PRESIÓN ATMOSFÉRICA



El MP 55 de Kimo es un manómetro pequeño y fácil de usar para medir los niveles de presión atmosférica.

Rango de medición: 700 a 1100 mbar

Fácil de usar

Mantener la función

Sonda incorporada

Sensor Piezoresistivo

Certificado de ajuste



**SKU:** BELLMP 55 | **Categorías:** [Micromanómetros](#), [Presión atmosférica](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO