

MR-12, AGITADOR DE BALANCEO



SKU: N / A | **Categorías:** [Agitador Orbital](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El agitador de balanceo MR-12 proporciona un mezclado suave e intenso de las soluciones o medios de nutrientes en recipientes o bolsas de plástico colocadas sobre la plataforma. La velocidad ajustable y el ángulo de inclinación de la plataforma permiten definir parámetros para la mezcla y transferencia óptimas de las soluciones.

El dispositivo es ideal para la decoloración del gel tras la electroforesis y la homogeneización de medios de extracción biológica. Es adecuado para la hibridación molecular en tiras y para procedimientos de coloración/decoloración. Cuando se instala en un incubador biológico es ideal para la proliferación celular y los cultivos celulares en bolsas-reactor de plástico desechables (volúmenes de trabajo de hasta 10 litros, volúmenes de medios de hasta 5 litros).

El agitador de balanceo se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C. La alimentación externa de baja tensión (12 V) proporciona seguridad eléctrica en un entorno húmedo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO