

MUESTRA DE SUELO SUPERFICIAL



Características generales

Muestra de suelo superficial

Se utiliza para tomar muestras de campo de relleno compactado o suelos no perturbados y para evaluar la densidad de las muestras de compactación como la superficie del suelo.

Fabricado en acero, galvanizado contra la corrosión.

La versión ASTM / CNR, dos modelos están disponibles.

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [ASTM D2937](#), [BS 1377:9](#), [CNR No.22](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales

Muestra de suelo superficial

Se utiliza para tomar muestras de campo de relleno compactado o suelos no perturbados y para evaluar la densidad de las muestras de compactación como la superficie del suelo.

Fabricado en acero, galvanizado contra la corrosión.

La versión ASTM / CNR, dos modelos están disponibles.

Los dos juegos de muestreador de suelo de superficie (cortador de núcleo) (Ø 3" y Ø 4") constan de un cabezal impulsor, un martillo impulsor de 5 kg y un tubo de muestreo de pared delgada. El martillo de caída de peso deslizante de 5 kg hace una caída libre sobre el cabezal de accionamiento que se coloca en la parte superior del tubo de muestreo.

La versión BS, dos modelos están disponibles.

El juego de muestra de suelo de superficie de 100 mm (cortador de núcleo) consta de una plataforma rodante, un apisonador de 13,5 kg y un cortador de núcleo de Ø 100 mm x 130 mm de alto.

El juego de muestra de suelo de superficie de 150 mm (cortador de núcleo) consta de una plataforma rodante, un apisonador de 16 kg y un cortador de núcleo de Ø 150 mm x 180 mm.

Normas:

ASTM D2937; CNR No.22; BS 1377:9

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Marcos de conducción (kg)
BellMueSueSup-10	B-01-03-09-060101	Equipo de muestreo de suelo supercicial, Ø 100 mm, BS	10

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Marcos de conducción (kg)
BellMueSueSup-16	B-01-03-09-060201	Equipo de muestreo de suelo superficial, Ø 150 mm, BS	16
BellMueSueSup-5A	B-01-03-09-060301	Juego de muestreador de suelo superficial, Ø 3", ASTM / CNR 5	5
BellMueSueSup-5B	B-01-03-09-060401	Equipo de muestreo de suelo superficial, Ø 4', ASTM / CNR	5

Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-09-060501	Tubo de muestreo Ø 100 mm x 130 mm, BS
B-01-03-09-060601	Tubo de muestreo Ø 150 mm x 180 mm, BS
B-01-03-09-060701	Tubo de muestreo de Ø 3'x70 mm, ASTM / CNR
B-01-03-09-060801	Tubo de muestreo de Ø 4'x127 mm, ASTM / CNR

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO