

## MUESTRARIO DE UN SOLO USO B-MUESOLOUSO-01



El muestreador biológico desechable se utiliza para la recogida, el transporte y el almacenamiento a corto plazo del ADN/ARN de la muestra. Normalmente, se toma una muestra de la garganta o de la cavidad nasal.

**SKU:** BP-01-60-0400-0100 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El muestreador biológico desechable se utiliza para la recogida, el transporte y el almacenamiento a corto plazo del ADN/ARN de la muestra. Normalmente, se toma una muestra de la garganta o de la cavidad nasal.

categoria	Codigo	Codigo sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	unidad	Cantidad de piezas enteras
Muestreador de un solo uso	B-MueSoloUso-01	BP-01-60-0400-0100	Muestreador de un solo uso (subprueba nasal)	200 piezas / caja, 10 cajas / cartón	Caja	2000
	B-MueSoloUso-02	BP-01-60-0400-0101	Muestreador de un solo uso (probador faríngeo)	200 piezas / caja, 10 cajas / cartón	Caja	2000
	B-MueSoloUso-04	BP-01-60-0400-0102	Muestreador desechable para niños profesional	200 piezas / caja, 10 cajas / cartón	Caja	1000

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO