

MUESTREADOR DE BOMBA DE TOCINO, 32OZ, ACERO INOXIDABLE - H-2407S




Muestras de bomba de tocino, 32 oz (946 ml)

Los muestradores de bombas de tocino se pueden utilizar para obtener muestras de tanques de almacenamiento, vagones cisterna y tambores. Cuando el muestrador se baja al tanque y golpea el fondo, se abre un conjunto de émbolo para admitir el material. El émbolo se cierra de nuevo cuando se retira la bomba, formando un sello hermético. Equipado con leva de bloqueo de émbolo para un cierre hermético durante el transporte. Disponible en latón chapado o acero inoxidable. 2,75" de diámetro x 15,25" de largo (70 x 387 mm).

SKU: H-2407S | **Categorías:** [Humboldt](#), [Muestrador biológico de aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-2407B

Muestreador de Bomba de Tocino, 32oz, Latón

H-2407S

Muestreador de Bomba de Tocino, 32oz, Acero Inoxidable

Código del Producto

H-2407S

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO