

## MUESTREADOR DE CEMENTO A GRANEL Y EMPAQUETADO



### Muestra de cemento a granel y empaquetado

El muestreador de cemento a granel se usa para tomar muestras de cemento en almacenamientos a granel o envío. Hecho de latón, consta de dos tubos concéntricos con ranuras. El volumen del tubo interior es de 3 litros aprox.

El muestreador de tubos de cemento empacado se usa para tomar muestras de cemento de manera homogénea de bolsas de cemento.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [ASSHTO T127](#), [ASTM C183](#), [EN 196-7](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Muestra de cemento a granel y empaquetado

El muestreador de cemento a granel se usa para tomar muestras de cemento en almacenamientos a granel o envío. Hecho de latón, consta de dos tubos concéntricos con ranuras. El volumen del tubo interior es de 3 litros aprox.

El muestreador de tubos de cemento empaquetado se usa para tomar muestras de cemento de manera homogénea de bolsas de cemento.

### Normas:

EN 196-7, ASTM C138, ASSHTO T127

### Especificaciones técnicas

Modelo	Codigo de producto	Nombre del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
BellMueCemGra-05	B-01-03-08-040101	Muestreadir de cemento a granel	40x1500	5
BellMueCemGra-03	B-01-03-08-040201	Muestreador de cemento a empaquetado	32x1050	5

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO