

MUESTREADOR DE RAÍZ



SKU: N / A | Categorías: [Perforación y Muestreo de Suelos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muestreador de Raíz Información del producto:

El muestreador de raíces ha sido especialmente diseñado para suelos forestales. La muestra en sí consta de dos medias conchas con un anillo de corte liso y una brida de sujeción que garantiza una conexión apretada de las dos mitades durante la perforación. Para insertar la muestra en el suelo y recuperarla fácilmente, se atornilla una cabeza con perforación transversal para la inserción de una palanca o elevador. Durante la perforación, el muestreador como un tubo lleno es particularmente estable y la facilidad de abrir un lado del tubo proporciona un fácil acceso al núcleo perforado. Una muestra de raíz de una pieza ofrece una alternativa de precio favorable.

Este consiste en un tubo hueco con una ventana que permite una vista del perfil del núcleo muestreado.

La versión estándar del muestreador de raíz está hecha de acero V2A libre de óxido, tiene 600 mm de largo y tiene un diámetro de 80 mm. A petición del cliente, las dimensiones geométricas pueden modificarse y adaptarse a los usos específicos.

Ventajas:

- Adecuado para suelos forestales ricos en raíces.
- Muy rudo.
- Gran volumen de muestra central.
- Gran acceso al núcleo de muestra.

El set consiste de:

- 1 Cabeza de perforación hecha de dos medias conchas.
- 1 Cabeza de impacto con palanca.

Detalles de la orden:

- Art.-Nr .: 234100 Muestra de raíz bi-partita.
- Art.-Nr .: 234200 Muestra de raíz una parte.

Descargas:

[Manual_Root_Sampler](#)

[UGT Produktkatalog](#)

[UGT Product Catalog](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO