

MULTI BIO 3D, AGITADOR 3D “SUNFLOWER” PROGRAMABLE



SKU: N / A | **Categorías:** [Agitador Orbital](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El agitador de balanceo programable Multi Bio 3D proporciona diferentes tipos de movimiento en un módulo. Esta opción de instrumentos de Biosan amplía esencialmente las posibilidades y mejora la eficacia de la preparación de muestras de análisis, al mismo tiempo que permite seleccionar el tipo de mezclado atendiendo a requisitos individuales.

El Multi Bio 3D está diseñado para varias aplicaciones: reacciones de hibridación, proliferación celular, lavado de gel, extracción suave y homegeneización de compuestos biológicos en soluciones.

El control del microprocesador permite realizar no solo

(1) la rotación 3D orbital de la plataforma, sino también

(2) el movimiento 3D recíproco (de tipo ping-pong) y

(3) el balanceo de vibración suave. Estos tres tipos de movimientos se pueden ejecutar por separado, por pares y en ciclos, repitiendo de manera periódica la secuencia de los tres tipos de movimientos. El agitador de balanceo está diseñado para laboratorios con altas exigencias de calidad en los procesos de mezclado, extracción y proliferación celular.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO