

## MÁQUINA EXTRACTORA DE NÚCLEOS, TIPO LABORATORIO



### Código del Producto

**MPT-0901** Máquina Extractora de Núcleos, Tipo Laboratorio, 230 V, 50-60 Hz, 1 ph

**MPT-0906** Dispositivo de Sujeción para Núcleos hasta 100 mm de día.

**UTMC-0251** Broca de Diamante para MPT-0901, para especímenes de 21.46 mm de día. (EX), con adaptor tipo grifo

**UTMC-0252** Broca de Diamante para MPT-0901, para especímenes de 30.10 mm de día. (AX), con adaptor tipo grifo

**UTMC-0253** Broca de Diamante para MPT-0901, para especímenes de 38.10 mm (1.5") de día. (BX), con adaptor tipo grifo

**UTMC-0254** Broca de Diamante para MPT-0901, para especímenes de 42.04 mm de día. (BX), con adaptor tipo grifo

**UTMC-0255** Broca de Diamante para MPT-0901, para especímenes de 54.74 mm de día. (NX), con adaptor tipo grifo

La máquina es usada específicamente en el laboratorio para sacar muestras de núcleos de roca de tamaño grande, piedra natural y muestras de concreto. La máquina tiene un dispositivo de sujeción para sostener la muestra durante el ciclo de perforación (extracción). El área de extracción de muestras está protegida por un cilindro transparente. Para tomar (sacar) especímenes de roca con un diámetro máxima de 100 mm de muestras de núcleos, el MPT-0906 dispositivo de sujeción incluyendo el cilindro transparente de protección y brocas de diamante se deben ordenar por separado.

### Características del Producto:

**Potencia** 1800 W

**Diámetro de Perforación** De 8 a 60 mm de día.

**Dimensiones del Equipo Base**

600x500x200 mm

**Peso (aprox.)**

80 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Rocas](#) |

COTECNO

COTECNO