

**OHAUS RANGER 3000 BÁSCULA DE MESA COMPACTA; 15 KG X 0,5 G DE LEGIBILIDAD, 220 V 50/60 HZ -HB-4732.4F**



**SKU:** HB-4732.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad de 9,000 a 40,000g](#), [Básculas de mesa compacta Ohaus Ranger 3000. 9.000 - 40.000g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Ohaus Ranger 3000 báscula de mesa compacta; 15 kg x 0,5 g de legibilidad, 220 V 50/60 Hz -HB-4732.4F

El Ranger 3000 puede producir resultados precisos en 1 segundo. Su tiempo de estabilización rápido ayuda a esperar la escala en el pesaje de artículos. Sus LED grandes y su pantalla LCD retroiluminada lo hacen funcional en casi cualquier condición de trabajo. La báscula usa energía de CA o una batería recargable, que está incluida. La duración de la batería de hasta 210 horas lo mantiene funcionando cuando lo necesita. Sus pies de nivelación ajustables, indicador de nivel delantero e indicador de estabilidad facilitan la configuración. También incluye un gancho integral para pesar por debajo.

- La batería interna y recargable proporciona hasta 210 horas de funcionamiento
- Asa de transporte incorporada

### Accesorios

	HB-4730USB	Kit de interfaz USB para balanza compacta Ohaus Ranger 3000
	HB-4730CB	Kit de interfaz RS-232 para balanza compacta Ohaus Ranger 3000
	HB-4730UC	Cubierta en uso para Ohaus Ranger 3000 Balanza compacta

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO