

**OHAUS RANGER 3000 BÁSCULA DE MESA COMPACTA; 6000G X 0.2G, 220V 50 / 60HZ -HB-4731.4F**



**SKU:** HB-4731.4F | **Categorías:** [Balanzas ASTM de Capacidad 3800 a 9000 g](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Ohaus Guardabosques 3000 báscula de mesa compacta; 6000g x 0.2g, 220V 50 / 60Hz -HB-4731.4F

El Ranger 3000 puede producir resultados precisos en 1 segundo. Su tiempo de estabilización rápido ayuda a esperar la escala en el pesaje de artículos. Sus LED grandes y su pantalla LCD retroiluminada lo hacen funcional en casi cualquier condición de trabajo. La báscula usa energía de CA o una batería recargable, que está incluida. La duración de la batería de hasta 210 horas lo mantiene funcionando cuando lo necesita. Sus pies de nivelación ajustables, indicador de nivel delantero e indicador de estabilidad facilitan la configuración. También incluye un gancho integral para pesar por debajo.

- La batería interna y recargable proporciona hasta 210 horas de funcionamiento
- Asa de transporte incorporada

#### Accesorios



HB-4730USB

Kit de interfaz USB para balanza compacta  
Ohaus Ranger 3000



HB-4730CB

Kit de interfaz RS-232 para balanza compacta  
Ohaus Ranger 3000

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO