

## PALA, NARIZ PLANA, ACERO INOXIDABLE 13.5 " DE LONGITUD -H-3736



**SKU:** H-3736 | **Categorías:** [Espátulas, cucharas y palas](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nariz plana, cuchara de acero inoxidable

Tazón Vol./Agua (oz / cu. In.): 29 (53), Longitud: 8 "(203), Ancho: 5.5" (139 mm), Profundidad: 2.5 "(63 mm), Longitud Total: 13.5" (343 mm )

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO