

**PALA, NARIZ PLANA, ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO CON PTFE -H-3735TC**



**SKU:** H-3735TC | **Categorías:** [Espátulas, cucharas y palas](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nariz: plana; Vol. / Agua del Tazón (oz / cu. In.): 6.6 12.2); Longitud: 5.5 "(139 mm); Dimensiones del tazón de fuente: 3" (76 mm); Profundidad: 1.5 "(38 mm); Longitud total: 9.3" (236 mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO