

## PALA, NARIZ PLANA, ALÚMINA RECUBIERTA CON PTFE -H-3730TC



**SKU:** H-3730TC | **Categorías:** [Espátulas, cucharas y palas](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nariz: Cuadrado; Tazón Vol./ Agua (oz / cu. In.): 6.7 (12.2); Longitud: 6 "(152 mm); Dimensiones del tazón de fuente: 3.75" (95 mm); Profundidad: 2 "(51 mm); Longitud total: 9.25" (235 mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO