

## PARA PROBADORES DE MIEL



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refractómetro digital](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Tabla de especificaciones

Modelo	Escala	Rango	Punto original	Div.	Accur.
DRH-300	Nd	1.4419-1.5232	1.4419( $\pm 0.0001$ )	0.0001	$\pm 0.0003$
	°Ser'	33.1-47.7	33.1	0.1	$\pm 0.2\%$
	AGUA	38.4% -5.4%	38.4	0.1%	$\pm 0.2\%$

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO