

## PARA PROBADORES DE ° OE



El ° Oe digital Los testers son ideales para zumos de frutas concentrados y alimentos enlatados que utilizan una infusión de azúcar. Tiene cuatro escalas: Oechsle (Of °), MASS s / v (Brix), AP y KMW.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refractómetro digital](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Escala	Rango	Div.	Accur.
DRB-400	MASS s/v	0-35%	0.1%	±0.2%
	Vol AP	0-22%	0.1%	±0.2%
	Oe	0-150	1.0	±1.0
	KMW	0-25	0.1	±0.2

- Rango de medición de temperatura: 0 °C -40 °C (32-104 ° F)
- Precisión de la temperatura de medición: ± 1 °C (2 ° F)
- Resolución de la temperatura de medición: 0,1 °C
- Temperatura de funcionamiento: 0-35 °C (32-90 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: 0-50 °C (32-122 ° F)
- Dimensión: 185 × 59 × 45 mm
- Peso: 230g
- Fuente de alimentación: 1 batería (9 V)
- Tiempo de funcionamiento: más de 2000 veces por batería
- Compensación automática de temperatura
- Apagado automático
- Conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit
- Alarma de bajo voltaje

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO