

PARA PROBADORES DE ° OE



El ° Oe digital Los testers son ideales para zumos de frutas concentrados y alimentos enlatados que utilizan una infusión de azúcar. Tiene cuatro escalas: Oechsle (Of °), MASS s / v (Brix), AP y KMW.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refractómetro digital](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Modelo | Escala | Rango | Div. | Accur. |
|---------|----------|-------|------|--------|
| DRB-400 | MASS s/v | 0-35% | 0.1% | ±0.2% |
| | Vol AP | 0-22% | 0.1% | ±0.2% |
| | Oe | 0-150 | 1.0 | ±1.0 |
| | KMW | 0-25 | 0.1 | ±0.2 |

- Rango de medición de temperatura: 0 °C -40 °C (32-104 ° F)
- Precisión de la temperatura de medición: ± 1 °C (2 ° F)
- Resolución de la temperatura de medición: 0,1 °C
- Temperatura de funcionamiento: 0-35 °C (32-90 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: 0-50 °C (32-122 ° F)
- Dimensión: 185 × 59 × 45 mm
- Peso: 230g
- Fuente de alimentación: 1 batería (9 V)
- Tiempo de funcionamiento: más de 2000 veces por batería
- Compensación automática de temperatura
- Apagado automático
- Conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit
- Alarma de bajo voltaje

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO