

## PARTE DE VIDRIO PARA DESTILADOR DE AGUA 2,3 L/H



**SKU:** PG-106 90006 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [agua](#), [Destilador](#), [para](#), [Parte](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PARTE DE VIDRIO PARA DESTILADOR DE AGUA 2,3 L/H

Descripción: Pieza de vidrio para destilador de agua.

Volumen y graduación/tamaño: 2,3 l/h

Uso: Destilación de agua

Tamaño: 2.3

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO