

PARTE DE VIDRIO PARA DESTILADOR DE AGUA 4,0 L/H



SKU: PG-106 90008 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [agua](#), [Destilador](#), [para](#), [Parte](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARTE DE VIDRIO PARA DESTILADOR DE AGUA 4,0 L/H

Descripción: Pieza de vidrio para destilador de agua.

Volumen y graduación/tamaño: 4,0 l/h

Uso: Destilación de agua

Tamaño: 4.0

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO