

PEDESTAL PARA TUBO DE MANÓMETRO DE PIÉ— HM-3861



SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para usar con una gran variedad de Permeametros.

Tiene dos tubos acrilicos con un sistema de valvulas montado en un riel de aluminio, con una regla para monitorear volumen de flujo.

La regla tiene un largo de 100cm con graduaciones en cm y en mm.

Cada tubo tiene su propia valvula para que se puedan efectuar dos ensayos.

Esta disponible para instalacion mural o de pie.

Cumple con norma ASTM D2434.

Peso de Embarque: 8 Lbs. (3.7 Kg.)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO