

## PENETRÓMETRO DE CONO VICAT MODIFICADO, 100G —H-3134



**SKU:** H-3134 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuenta con un cono de magnesio de 35 g con un peso de latón de 65 g para un peso total del émbolo de 100 g.

Incluye:

- Marco con plataforma de baquelita
- Escala graduada de 0-50mm
- Conjunto de émbolo de cono de magnesio con indicador ajustable
- Peso de 65g
- Molde cónico H-3080

Manuales: [\]H-3050\\_man\\_1215](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO