

## PENETRÓMETRO DE CONO VICAT MODIFICADO, 200G —H-3133



**SKU:** H-3133 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) | **Etiquetas:** [ASTM C185](#), [ASTM C780](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para evaluar el yeso sin tratar.

Cuenta con un cono de aluminio de 41,3 x 92,08 mm (1.625 "x 3.625") y se embota para un hemisferio a una distancia de .125 "(3.2mm) para una longitud total de 3.5" (88.9mm) y el conjunto del émbolo con indicador ajustable.

El peso total del émbolo es 200g. Incluye bastidor con plataforma de baquelita, conjunto de émbolo de cono de aluminio con indicador ajustable y taza de medida de latón H-3840 de 400 ml según se especifica para ASTM C185.

Cumple con las siguientes normas: [ASTM C780](#), [ASTM C185](#)

[H-3050\\_man\\_1215](#)

[ASTM C780](#)

[ASTM C185](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO