

## PENETRÓMETRO DE CONO VICAT MODIFICADO, 35G —H-3135



**SKU:** H-3135 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) | **Etiquetas:** [ASTM C472](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para evaluar el yeso sin tratar. Cuenta con un conjunto de cono de magnesio y émbolo con un peso total de 35 gr.

Incluye:

- Marco con plataforma de baquelita
- Escala graduada de 0-50mm
- Conjunto de émbolo de cono de magnesio con indicador ajustable
- Peso de 65g
- Molde cónico H-3080

Cumple con la norma: [ASTM C472](#)

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-3050\\_man\\_1215](#)

[ASTM C472](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO