

PENETRÓMETRO DE CONO VICAT MODIFICADO, 35G —H-3135



SKU: H-3135 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) | **Etiquetas:** [ASTM C472](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para evaluar el yeso sin tratar. Cuenta con un conjunto de cono de magnesio y émbolo con un peso total de 35 gr.

Incluye:

- Marco con plataforma de baquelita
- Escala graduada de 0-50mm
- Conjunto de émbolo de cono de magnesio con indicador ajustable
- Peso de 65g
- Molde cónico H-3080

Cumple con la norma: [ASTM C472](#)

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-3050_man_1215](#)

[ASTM C472](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO