

PENETRÓMETRO DE CONO VICAT MODIFICADO, 50GR —H-3137



SKU: H-3137 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) | **Etiquetas:** [ASTM C472](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para evaluar el yeso sin tratar. Cuenta con un conjunto de cono de magnesio y émbolo, que incluye un peso de 15 gr para un peso total de émbolo de 50 gr.

Incluye:

- Marco con plataforma de baquelita
- Escala graduada de 0-50mm
- Conjunto de émbolo de cono de magnesio con indicador ajustable
- Peso de 65g
- Molde cónico H-3080

Cumple con la norma: [ASTM C472](#)

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-3050_man_1215](#)

[ASTM C472](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO