

## PERNOS DE REPUESTO DE 1.5 "PARA SONDA DE MARTILLO (PAQUETE DE 10)



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Accesorios de Medidor de Humedad](#), [Detección de Humedad](#), [Pernos de repuesto](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pernos de repuesto de 1.5 "para sonda de martillo (paquete de 10)

Código de pedido del producto: SP52

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO