

PERNOS DE REPUESTO DE 3 "PARA LA Sonda DE PIN HH14SP90 (PAQUETE DE 2)



Pernos de repuesto de 3 «para la sonda de pin HH14SP90 (paquete de 2)

SKU: SP90 | **Categorías:** [Accesorios](#), [Accesorios de Medidor de Humedad](#), [Detección de Humedad](#), [Pernos de repuesto](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO