

PESAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BALANZAS



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios de Balanzas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pesas de Acero Inoxidable para Balanzas

Accesorio de Balanza Belltronic TWSS

- Clase OIML M1, F2, F1, E2, E1.
- Capacidad: 1mg-20kg.
- Material: Acero inoxidable.
- Estándar internacional clásico

Conjuntos de peso:

- 1 mg-500 mg.
- 1 mg-100 g.
- 1 mg-200 g.
- 1 mg-500 g.
- 1 mg-1 kg.
- 1 kg-5 kg.
- 1 mg-10 kg.

Peso individual:

- 1 mg / 2 mg / 5 mg / 10 mg / 20 mg / 50 mg / 100 mg / 200 mg / 500 mg.
1 g / 2 g / 5 g / 10 g / 20 g / 50 g / 100 g / 200 g / 500 g / 1000 g.
1kg / 2kg / 5kg / 10kg / 20kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO