

## PESO DE LA BALA Y PESO DEL CLIP 5 OZ.



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Características

\*El peso sólido de acero inoxidable se adhiere al fondo del muestreador estándar sin purga HydraSleeve.

\*Reutilizable

\*Cabe en pozos de 1.5 "Schedule 40 y más grandes

\*Material estándar = acero inoxidable

\*Diseñado para usar con el Hydra Mangas estándar de 2 pulgadas (600 ml) o como el peso inferior utilizado junto con cualquier peso superior.

\*Dimensiones: 0.75 "OD x 2.5" de largo

\*Viene con clip reutilizable

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Pesos Inferiores](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO