

## PESO DE PRUEBA BELL-PESOPRUE-200



Mínimo digital:

Estas pesas de calibración son ideales para recalibrar; el peso digital mínimo es de 10 mg.

Alta calidad: El material es acero cromado.

Aplicación: Perfecto para la joyería, hierbas, gemas, balanzas de bolsillo, cocina  
cocina, productos químicos, etc.

Fácil de guardar: Viene en un recipiente de almacenamiento con tapa forrada de espuma  
para mantener el producto seguro y libre de daños.

Especificaciones Rango de medición:

10 mg a 200 gm Peso de acero niquelado Embalado en caja fina de madera / plástico Con pinzas para el uso de mg

**SKU:** B-01-29-0901-1400 | **Categorías:** [Otros equipos](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>Bell-Pesoprue-200</b>
Código SKU	B-01-29-0901-1400
Mínimo digital	Estos pesos de calibración son ideales para recalibrar; El peso digital mínimo es de 10 mg.
Alta calidad	el material es acero cromado.
Aplicación	perfecto para joyería, hierbas, gemas, balanzas de bolsillo, cocina. escamas, productos químicos, etc.
Rango de medición	viene en un recipiente de almacenamiento con tapa forrada de espuma para mantener el producto seguro y libre de daños.
Fácil de almacenar	
Rango de medición:	10 mg a 200 g
Embalado	en caja fina de madera / plástico Con pinzas para el uso de mg
Peso	de acero niquelado

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO