


PESO RANURADO 0,25 TSF -HM-1120.250



SKU: HM-1120.250 | **Categorías:** [Consolidación](#), [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Pesas \(corte directo/residual\)](#), [Pesos para consolidometro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los pesos y pesos individuales (peso TSF) están disponibles en tamaños de 1/8 "a 4".

Pesas individuales

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Peso TSF | 0.125 (1/8) | 0.25 (1/4) | 0.50 (1/2) | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| Modelo No. | HM-1120.125 | HM-1120.250 | HM-1120.500 | HM-1120.1 | HM-1120.2 | HM-1120.4 | |
| Peso KGF | 0.5 kg | 1.0 kg | 2.0 kg | 4.0 kg | 5.0 kg | 8.0 kg | 10.0 kg |
| Modelo No. | HM-1122.05 | HM-1122.1 | HM-1122.2 | HM-1122.4 | HM-1122.5 | HM-1122.8 | HM-1122.10 |

| Set Pesos | Set Incluye | Modelo No. | Peso envío |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 16 TSF Set | incluye: (2) .125 TSF, (1) .25 TSF, (1) .50 TSF, (1) 1.0 TSF, (1) 2.0 TSF, (3) 4.0 TSF pesos | HM-1120 | 140 lbs. (64kg) |
| 32 TSF Set | incluye: (2) .125 TSF, (1) .25 TSF, (1) .50 TSF, (1) 1.0 TSF, (1) 2.0 TSF, (7) 4.0 TSF pesos | HM-1121 | 275 lbs. (125kg) |
| 32 kgf Set | incluye: (4) 1 kg, (3) 4 kg, (2) 8 kg pesos | HM-1122 | 130 lbs. (59kg) |
| 50 kgf Set | incluye: (3) 1 kg, (1) 2 kg, (1) 5 kg, (4) 10 kg pesos | HM-1125 | 110 lbs. (50kg) |
| 64 kgf Set | incluye: (4) 1 kg, (5) 4 kg, (5) 8 kg pesos | HM-1123 | 110 lbs. (50kg) |
| 88 kgf Set | incluye: (4) 1 kg, (5) 4 kg, (8) 8 kg pesos | HM-1124 | 130 lbs. (59kg) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO