


## PESO RANURADO 0,25 TSF -HM-1120.250



**SKU:** HM-1120.250 | **Categorías:** [Consolidación](#), [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Pesas \(corte directo/residual\)](#), [Pesos para consolidometro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los pesos y pesos individuales (peso TSF) están disponibles en tamaños de 1/8 "a 4".

### Pesas individuales

Peso TSF	0.125 (1/8)	0.25 (1/4)	0.50 (1/2)	1.0	2.0	4.0	
Modelo No.	HM-1120.125	HM-1120.250	HM-1120.500	HM-1120.1	HM-1120.2	HM-1120.4	
Peso KGF	0.5 kg	1.0 kg	2.0 kg	4.0 kg	5.0 kg	8.0 kg	10.0 kg
Modelo No.	HM-1122.05	HM-1122.1	HM-1122.2	HM-1122.4	HM-1122.5	HM-1122.8	HM-1122.10

Set Pesos	Set Incluye	Modelo No.	Peso envío
16 TSF Set	incluye: (2) .125 TSF, (1) .25 TSF, (1) .50 TSF, (1) 1.0 TSF, (1) 2.0 TSF, (3) 4.0 TSF pesos	HM-1120	140 lbs. (64kg)
32 TSF Set	incluye: (2) .125 TSF, (1) .25 TSF, (1) .50 TSF, (1) 1.0 TSF, (1) 2.0 TSF, (7) 4.0 TSF pesos	HM-1121	275 lbs. (125kg)
32 kgf Set	incluye: (4) 1 kg, (3) 4 kg, (2) 8 kg pesos	HM-1122	130 lbs. (59kg)
50 kgf Set	incluye: (3) 1 kg, (1) 2 kg, (1) 5 kg, (4) 10 kg pesos	HM-1125	110 lbs. (50kg)
64 kgf Set	incluye: (4) 1 kg, (5) 4 kg, (5) 8 kg pesos	HM-1123	110 lbs. (50kg)
88 kgf Set	incluye: (4) 1 kg, (5) 4 kg, (8) 8 kg pesos	HM-1124	130 lbs. (59kg)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO