

PESOS DE RECARGO, 10 LB -H-4177



SKU: H-4177 | **Categorías:** [CBR](#), [Componentes de prueba CBR](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Peso de recargo de campo de 10 lb. (4.5 kg), hecho en dos partes; 5.875 "(149 mm) diámetro exterior; 2.125" (54 mm) ID
Peso de envío. 11 lbs. (5.0kg)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO