

## PESOS DE RECARGO RANURADOS, 5 LB -H-4176



**SKU:** H-4176 | **Categorías:** [CBR](#), [Componentes de prueba CBR](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza en la aplicación de cargas sobrecargadas en la superficie del suelo durante el remojo y la penetración. El disco anular plateado resistente al óxido pesa 5 lbs. (2.3kg), 5.875 "(149mm) OD con una ranura de 2.125" (54mm).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO