

## PICNÓMETRO DE VACÍO DE 5.8 L (ENSAYO RICE), SET— H-1755A



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tiene un volumen de 5.8 litros con un volumen máximo para muestra de 3.9 litros y 4000g con un tamaño de muestra típico de 7-1/2" DI x 8" de profundidad.

Peso de envío: 12 Lbs.

(5 Kg.)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO