

PICNÓMETROS DE ACERO INOXIDABLE



SKU: N / A | **Categorías:** [Artículos técnicos](#) - [Cristalería](#) - [Plástico](#) - [Porcelana](#) - [Tercera cocción](#) - [Serigrafía](#), [Ceramic Instruments](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo P / 100

Instrumento utilizado para la determinación rápida del peso específico de líquidos o soluciones en general. Fabricado en acero inoxidable, doble calibrado: capacidad 100 cc, peso total calibrado a 200 g. \varnothing mm 48. altura 70 mm. Peso neto 200 g

Modelo P/500

Capacidad 500 cc, peso total calibrado a 1000 g. \varnothing 88 mm. Altura 108 mm. Peso neto 1000 g.

Modelo PP/100

Picnómetro de acero inoxidable para la determinación rápida de la densidad aparente de polvos. Capacidad 100 cc, calibrada a 200 g. \varnothing 49 mm, Alto 67 mm. Peso neto 200 g.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO