

## PINZA DIGITAL MODELO 500



SKU: 4901P | Categorías: [Pruebas de espesor de comprimidos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Pinza digital modelo 500

Aceptando tabletas y muestras similares de hasta un tamaño máximo de 150 mm, el económico Digital Caliper 500 es un práctico calibrador digital de mano, para realizar pruebas de espesor de tabletas de forma rápida, sencilla y cómoda.

Suministrado en un práctico maletín de plástico, el Digital Caliper 500 se puede conectar fácilmente a unidades de procesamiento de datos para el control estadístico del proceso.

#### Número de catálogo:

**4901P**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tamaño máximo de la tableta: | 150 milímetros                                 |
| Exactitud:                   | 0,01 milímetros                                |
| Unidad de medida:            | mm, pulgadas                                   |
| Modos de medición:           | Directo: Exterior, Interior, Profundidad, Paso |
| Salida de datos:             | Pantalla analógica                             |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO